

## FICHE AUDIT CARDIAC SCIENCE « G5 »

**Société** (Collectivité, administration, entreprise...) :

**Adresse :**

**Adresse du défibrillateur si différente :**

**Emplacement du DAE** (hall d'entrée, sous l'escalier B, salle de réunion...) :

**Nom du référent :**

**Adresse email :**

**Téléphone :**

**Portable :**



**Marque et Type :**

(Ex : DSA Cardiac Science PowerHeart AED G5)


en précisant si Entièrement Automatique « DEA » ou Semi « DSA »

**Référence :**

A l'arrière du défibrillateur. (REF : **G5A-11P1**)

**Numéro de série du défibrillateur :**

A l'arrière du défibrillateur. (Ex : SN **D0000002974**)



**L'indicateur du défibrillateur est vert :** Oui / Non



**Date de la mise en service :** ...../...../.....

(Si inconnue, nous transmettre la date d'achat) :

**Date de fabrication du DAE :**

(A l'arrière du défibrillateur, sous le logo "usine")

..... / .. / ..

**Date de péremption et n° lot des électrodes thérapeutiques « adulte »**

Date : Lot :

Cochez la référence : XELAD001B  XELAD002B  Autre, précisez  : .....

**Date de péremption et n° lot des électrodes « pédiatriques »**

Date : Lot :

Cochez la référence : XELAD003A  Autre, précisez  : .....

**Date du dernier changement de la batterie lithium :**

..... / .. / ..

**Référence, lot et date de fabrication de la batterie**

**Référence :**

**Lot :**

**Date de fabrication :**

..... / ..

**Numéro de la version :**

(A l'allumage, la version s'affiche sur l'écran. Ex : V4.18)

**Le défibrillateur est stocké en permanence entre 5°C et 45°C :** Oui / Non

(Boîtier non exposé au soleil, ventilant, chauffant et alimenté pour les extérieurs, emplacement chauffé l'hiver pour les intérieurs...)

**Cochez l'installation :** Extérieur  Intérieur

**Présence d'un PC Sécurité :** Oui / Non **Présence d'un accueil :** Oui / Non

**DAE Accessible 24h/24h et 7j/7j :** Oui / Non **Si la réponse est « Non » merci de préciser les jours et horaires d'accès au DAE :**

**Date :**

**Nom :**

**Signature Client / Référent :**

