

## FICHE AUDIT ZOLL « AED PRO »

**Société** (Collectivité, administration, entreprise...) :

**Adresse :**

**Adresse du défibrillateur si différente :**

**Emplacement du DAE** (hall d'entrée, sous l'escalier B, salle de réunion...) :

**Nom du référent :**

**Adresse email :**


**Téléphone :**

**Portable :**



**Marque et Type :**

(A l'arrière du défibrillateur, en haut. Ex : **Zoll AED PRO**)



**Numéro de série du défibrillateur :**

(A l'arrière du défibrillateur. Ex : **AA05E000698**)



L'indicateur du défibrillateur « coche verte » est présent : Oui / Non

**Date de la mise en service :** ...../...../.....

(Si inconnue, nous transmettre la date d'achat)

**Date de péremption et n° lot des électrodes thérapeutiques « adulte »**

Date : Lot :

Cochez la référence : 8900-0800-01  8900-0402  8900-0801-01  Autre, précisez :

**Date de péremption et n° lot des électrodes « pédiatriques »**

Date : Lot :

Cochez la référence : 8900-0810-01  Autre, précisez  : .....

**Date du dernier changement de la batterie :**

(Batterie présente sur la face avant du défibrillateur en soulevant et en retirant le capot)



**Numéro de série de la batterie :**

**Part No (lot) de la batterie :**

**Install Before de la batterie :**


(Ex : **4420**)



**Numéro de la version :**

(Pour obtenir la version, il faut maintenir le bouton marche/arrêt enfoncé jusqu'à ce que l'écran ci-dessous apparaisse.

La version de MAJ commençant par « P ». Ex : **P:02.75**)



**Le défibrillateur est stocké en permanence entre 5°C et 45°C :** Oui / Non

(Boîtier non exposé au soleil, ventilant, chauffant et alimenté pour les extérieurs, emplacement chauffé l'hiver pour les intérieurs...)

**Cochez l'installation :** Extérieur  Intérieur

**Présence d'un PC Sécurité :** Oui / Non **Présence d'un accueil :** Oui / Non

**DAE Accessible 24h/24h et 7j/7j :** Oui / Non Si la réponse est « Non » merci de préciser les jours et horaires d'accès au DAE :

**Date :**

**Nom :**

**Signature Client / Référent :**