

FICHE AUDIT SCHILLER « FRED EASYPORT – EASYPORT PLUS »

Société (Collectivité, administration, entreprise...) :

Adresse :

Adresse du défibrillateur si différente :

Emplacement du DAE (hall d'entrée, sous l'escalier B, salle de réunion...) :

Nom du référent :

Adresse email :

Téléphone :

Portable :



- SCHILLER FRED EASY PORT PLUS DEA** (de couleur bleu) Ref : 3.940063 – ID : 07613365002621
 SCHILLER FRED EASY PORT PLUS DSA (de couleur gris) Ref : 3.940060 – ID : 07613365001921
 SCHILLER FRED EASY PORT PLUS Manuel (de couleur rouge) Ref : 3.940066 – ID : 07613365002652
 SCHILLER FRED EASY PORT DSA (de couleur blanc) Ref : 3.940050 – ID : 07613365001075

Pour vous aider : A l'arrière du défibrillateur se trouve le type de DAE. Ex : Schiller Fred easyport plus

DSA = Défibrillateur Semi-Automatique / DEA = Défibrillateur Entièrement-Automatique

L'ID sera présent seulement sur les nouveaux DAE

Numéro de série du défibrillateur :

(A l'arrière du défibrillateur. Ex : S/N 9000.001276)

Date de la mise en service :/...../.....


(Si inconnue, nous transmettre la date d'achat) :

Date de fabrication :



L'indicateur du défibrillateur clignote : Oui / Non

Présence de choc, fissure, bruit suspect : Oui / Non



Date de péremption et n° lot des électrodes thérapeutiques « adulte »

Date : Lot : Référence : 0-21-0040 Autre, précisez :

Date de péremption et n° lot des électrodes « pédiatriques »

Date : Lot : Référence :

Date du dernier changement de la batterie lithium :/...../.....

Les informations ci-dessous se trouvent sur la batterie (« retirez-là »)

Référence : N° de lot de la batterie lithium :

Date de fabrication :

Date de péremption de la batterie lithium :

Date du dernier changement de la pile de sauvegarde :/...../.....

(Pile de sauvegarde soudée sur la carte électronique dans l'appareil.)

Numéro de la version et hardware :

Pour obtenir la version. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé en allumant l'appareil. Le menu de configuration s'affiche à l'écran. Sélectionnez le menu « Informations sur l'appareil » et vérifiez la version logicielle.

Bouton « OK » : Bouton « suivant » :

Le défibrillateur est stocké en permanence entre 0°C et 45°C : Oui / Non

(Boîtier non exposé au soleil, ventilant, chauffant et alimenté pour les extérieurs, emplacement chauffé l'hiver pour les intérieurs...)

Cochez l'installation : Extérieur Intérieur Présence d'un PC Sécurité : Oui / Non Présence d'un accueil : Oui / Non

DAE Accessible 24h/24h et 7j/7j : Oui / Non Si la réponse est « Non » merci de préciser les jours et horaires d'accès au DAE :

Date :

Nom :

Signature Client / Référent :